

# ZIPad™

dispositivo di fissaggio e **ammortizzazione** per caterere



Nex-Zpad  
(per Nexiva™ di BD)



Zpad PIV  
(per la maggior parte dei PIV)

## PIVC, MIDLINE PER ADULTI E PER USO PEDIATRICO

Progettato per:

- ✓ Eliminare gli effetti delle MARSI  
(lesioni cutanee da adesivo medico)
- ✓ Prevenire le lesioni da pressione correlate alla  
fleboclisi
- ✓ Ridurre flebite e occlusione

sicuro  
comodo  
facile da usare  
versatile

# ZPad™

dispositivo di fissaggio e **ammortizzazione** per catetere

Tutti i cuscinetti per cateteri Zpad™ per pazienti adulti e pediatrici sono realizzati con adesivi idrocolloidalì all'avanguardia, sicuri per la pelle, per evitare lacerazioni cutanee e lesioni da pressione e per prevenire complicanze come flebiti, infiltrazioni/stravasi e occlusioni.

Nessun altro dispositivo di fissaggio può vantare queste caratteristiche uniche di protezione.



## PIVC, MIDLINE PER ADULTI E PER USO PEDIATRICO

### caratteristiche

- Retainer angolato bioingegnerizzato
- Supporto morbido (non in lattice)
- Adesivo idrocolloide sicuro per la pelle
- Adesivo per Mozzo (punto blu)
- Profilo basso

### vantaggi

- Previene attorcigliamento e micromovimenti
- Previene le lesioni da pressione sulla pelle
- Solubile in alcool per evitare lesioni cutanee
- Previene l'allentamento del mozzo del catetere
- Adattabile sotto le medicazioni trasparenti

### informazioni per l'ordine

N. di prodotto	descrizione e misure	q.tà
NEXJR	Nex-Zpad (BD Nexiva™)	50 p.zi/SCATOLA
PIVCJR	Zpad-PIV (most PIVC's)	50 p.zi/SCATOLA
MLJR	Zpad-pediatric (Pediatric Midlines)	50 p.zi/SCATOLA
ML	Zpad (Adult Midlines)	50 p.zi/SCATOLA

### video di istruzioni

