

flexGRIP®

dispositivo di fissaggio e **ammortizzazione** per caterere

CVC

la risposta ai problemi noti **delle suture:**

- ✓ Le infezioni del flusso sanguigno associate alle linee centrali (Central Line Associated Blood Stream Infections, CLABSI) si riducono dell'80% quando si utilizza un dispositivo di fissaggio.¹
- ✓ Migliora il comfort e la sicurezza del paziente
- ✓ Niente più lesioni da puntura di ago causate dagli operatori sanitari

sicuro
comodo
facile da usare
versatile

CHE EROGA UNELEVATA FORZA DI FISSAZIONE
CON
TECNOLOGIA A
CUSCINO D'ARIA
NESSUN IMPATTO SULLA VELOCITÀ DI FLUSSO

flexGRIP®

CVC

dispositivo di fissaggio e **ammortizzazione** per catetere

FlexGRIP CVC è un cerotto monouso per la stabilizzazione dei cateteri venosi centrali (Central Venous Catheters, CVC) in posizione succlavia e giugulare



caratteristiche

- Gamma completa; 4,5 - 9 Fr
- Adesivo **idrocolloide** sicuro per la pelle
- Ritenzione del catetere a basso profilo e ammortizzante
- La forma a ferro di cavallo consente di **ruotare** il catetere di **180 gradi**

vantaggi

- Progettato per prevenire la migrazione e lo scollamento del catetere e le relative complicazioni quali occlusione, infiltrazione e stravasamento
- Riduce il rischio di infezione da CVC grazie alla prevenzione del pistoning del catetere
- Previene le MARS - lesioni cutanee da adesivo medico
- Comfort ottimale per il paziente
- La forma a ferro di cavallo consente un **facile accesso** ai set di prolungha

informazioni per l'ordine

N. di prodotto	descrizione e misure	q.tà
CVC459HS	FlexGRIP CVC 4,5-9 Fr with Horse shoe, Hydrocolloid	50 p.zi/SCATOLA
CVC45900	FlexGRIP CVC 4,5-9 Fr without Horse shoe, Hydrocolloid	50 p.zi/SCATOLA

video di istruzioni



¹ Crnich CJ, Maki DG. The promise of novel technology for the prevention of intravascular device-related bloodstream infection. II. Long-term devices. Clin Infect Dis. 2002; 34(10):1362-1368.

I prodotti Bedal sono sterili e privi di lattice, PVC e DEHP.
I prodotti Bedal hanno certificazione CE e registrazione FDA.

bedal

Scopri di più su www.flex-grip.com