

# flexGRIP®

dispositivo di fissaggio e **ammortizzazione** per caterere

## PICC

la risposta ai problemi noti **delle suture:**

- ✓ Le infezioni del flusso sanguigno associate alla gestione dei cateteri venosi centrali (Central Line Associated Blood Stream Infections, CLABSI) si riducono dell'80% quando si utilizza un dispositivo di fissaggio.<sup>1</sup>
- ✓ È stata osservata una riduzione delle complicanze associate alla gestione dei cateteri PICC del 24%.<sup>2</sup>
- ✓ Migliora il comfort e la sicurezza del paziente
- ✓ Niente più lesioni da puntura di ago accidentali degli operatori sanitari

sicuro  
comodo  
facile da usare  
versatile

Scopri di più su [www.flex-grip.com](http://www.flex-grip.com)


CHE EROGA UN'ELEVATA FORZA DI FISSAZIONE  
CON  
TECNOLOGIA A  
**CUSCINO D'ARIA**  
NESSUN IMPATTO SULLA VELOCITÀ DI FLUSSO

**bedal**

# flexGRIP<sup>®</sup> PICC

dispositivo di fissaggio e **ammortizzazione** per catetere

FlexGRIP PICC è un cerotto monouso per la stabilizzazione di cateteri venosi centrali periferici (Peripherally Inserted Central Catheter, PICC), cateteri midline e cateteri arteriosi con ali di sutura.



<sup>1</sup> Crnich CJ, Maki DG. The promise of novel technology for the prevention of intravascular device-related bloodstream infection. II. Long-term devices. Clin Infect Dis. 2002; 34(10):1362-1368.

<sup>2</sup> Royer T. Improving short peripheral IV outcomes: a clinical trial of two securement methods. J Assoc Vasc Acc. 2003;8(4):1-5

I prodotti Bedal sono sterili e privi di lattice, PVC e DEHP.  
I prodotti Bedal hanno certificazione CE e registrazione FDA.

## caratteristiche

- Taglia unica; 3-6 Fr
- Fissaggio **in tre punti**
- **Previene** i micromovimenti del catetere
- Adesivo ipoallergenico sicuro per la pelle
- Ritenzione del catetere a basso profilo e ammortizzante

## vantaggi

- Progettato per prevenire la migrazione e lo scollamento del catetere e le relative complicazioni quali occlusione, infiltrazione e stravaso
- Riduce il rischio di infezione da PICC grazie alla prevenzione del pistoning del catetere
- Previene le MARSI - lesioni cutanee da adesivo medico
- Comfort ottimale per il paziente

## informazioni per l'ordine

N. di prodotto	descrizione e misure	q.tà
PICC36	FlexGRIP PICC 3-6 Fr	50 p.zi/SCATOLA

## video di istruzioni



**bedal**

Scopri di più su [www.flex-grip.com](http://www.flex-grip.com)