

flexGRIP®

almofada e **dispositivo de estabilização** de cateteres

CVC

a resposta a problemas conhecidos **com suturas:**

- ✓ As infeções da corrente sanguínea associadas à linha central (CLABSI) registam uma redução de 80% ao ser utilizado um dispositivo de fixação¹
- ✓ Aumenta o conforto e a segurança do paciente
- ✓ Põe termo a lesões por picadas de agulha pelos prestadores de cuidados

seguro
confortável
fácil de utilizar
versátil

COM ELEVADA FORÇA DE FIXAÇÃO
COM
TECNOLOGIA DE
**ALMOFADAS
DE AR**
SEM IMPACTO NA VELOCIDADE DE FLUXO

flexGRIP®

CVC

almofada e **dispositivo de estabilização** de cateteres

O FlexGRIP CVC é um adesivo de utilização única para a estabilização Cateteres Venosos Centrais (CVC) na posição subclávia e jugular



características

- Abrange vários calibres: 4,5 – 9 Fr
- Adesivo **hidrocolóide** seguro para a pele
- Estabilizador almofadado e discreto de cateter
- Adesivo direcional permite **uma rotação de 180 graus** do cateter

vantagens

- Concebido para prevenir a migração ou deslocação do cateter e complicações como oclusão, infiltração e extravasamento
- Diminui risco de infeção por CVC, prevenindo micro movimentos no local de inserção do cateter
- Previne as MARSIs – Lesões Cutâneas Relacionadas com Adesivos Medicinais
- Conforto ideal para o utente
- Adesivo direcional permite **fácil acesso** a linhas mais extensas

informações sobre encomendas

produto n.º	descrição e gama dimensional	quant
CVC459HS	FlexGRIP CVC 4,5-9 Fr with Horse shoe, Hydrocolloid	50 UNIDADES/CAIXA
CVC45900	FlexGRIP CVC 4,5-9 Fr without Horse shoe, Hydrocolloid	50 UNIDADES/CAIXA

vídeo de instruções



¹ Crnich CJ, Maki DG. The promise of novel technology for the prevention of intravascular device-related bloodstream infection. II. Long-term devices. Clin Infect Dis. 2002; 34(10):1362-1368.

Os produtos Bedal são estéreis e não contêm látex, PVC ou DEHP.
Os produtos Bedal têm a aprovação da CE e são registados pela FDA.

bedal

Mais informações em www.flex-grip.com