

# flexGRIP®

almofada e **dispositivo de estabilização** de cateteres

## PICC

a resposta a problemas conhecidos **com suturas:**

- ✓ As infeções da corrente sanguínea associadas à linha central (CLABSI) registam uma redução de 80% ao ser utilizado um dispositivo de fixação<sup>1</sup>
- ✓ Observa-se uma redução de 24% das complicações associadas às linhas do PICC<sup>2</sup>
- ✓ Aumenta o conforto e a segurança do paciente
- ✓ Põe termo a lesões por picadas de agulha pelos prestadores de cuidados

seguro  
confortável  
fácil de utilizar  
versátil


COM ELEVADA FORÇA DE FIXAÇÃO  
COM  
TECNOLOGIA DE  
**ALMOFADAS  
DE AR**  
SEM IMPACTO NA VELOCIDADE DE FLUXO

# flexGRIP®

# PICC

almofada e **dispositivo de estabilização** de cateteres

O FlexGRIP PICC é um adesivo de utilização única para a estabilização de cateteres centrais de inserção periférica (PICC), cateteres de linha média e cateteres arteriais com asas de sutura.



<sup>1</sup> Crnich CJ, Maki DG. The promise of novel technology for the prevention of intravascular device-related bloodstream infection. II. Long-term devices. Clin Infect Dis. 2002; 34(10):1362-1368.

<sup>2</sup> Royer T. Improving short peripheral IV outcomes: a clinical trial of two securement methods. J Assoc Vasc Acc. 2003;8(4):1-5

Os produtos Bedal são estéreis e não contêm látex, PVC ou DEHP.  
Os produtos Bedal têm a aprovação da CE e são registados pela FDA.

## características

- Tamanho universal; 3-6 Fr
- Fixação de **três pontos**
- **Previne** os micromovimentos do cateter
- Adesivo hipoalergénico seguro para a pele
- Retentor de cateter de amortecimento e perfil reduzido

## vantagens

- Concebido para prevenir a migração ou deslocação do cateter e complicações como oclusão, infiltração e extravasamento
- Diminui risco de infeção por PICC, prevenindo micro movimentos no local de inserção do cateter
- Previne as MARSIs – Lesões Cutâneas Relacionadas com Adesivos Medicinais
- Conforto ideal para o utente

## informações sobre encomendas

produto n.º	descrição e gama dimensional	quant
PICC36	FlexGRIP PICC 3-6 Fr	50 UNIDADES/CAIXA

## vídeo de instruções



**bedal**

Mais informações em [www.flex-grip.com](http://www.flex-grip.com)