

flexGRIP®

kateterkudde och **stabiliseringsenhet**

CVC

svaret på kända problem med suturer:

- ✓ Central Line Associated Blood Stream Infections (CLABSI) reduceras med 80 % vid användning av en fixeringsanordning¹
- ✓ Förbättrar patientens komfort och säkerhet
- ✓ Inga fler nålsticksskador av vårdgivare

säker
bekväm
lätt att använda
mångsidig

GER HÖG FIXERINGSSTYRKA
MED
LUFTKUDDE
TEKNIK
UTAN ATT PÅVERKA FLÖDESHASTIGHETEN

flexGRIP®

kateterkudde och **stabiliseringsenhet**

CVC

FlexGRIP CVC är en steril stabiliseringsprodukt avsett för centrala venkatetrar (CVK) i positioner under nyckelbenet och på halsen



egenskaper

- Kompletta intervall; 4,5 - 9 Fr
- Hudsäkert **hydrokolloidlim**
- Kateterhållare med låg profil och dämpning
- Hästsko tillåter **en 180 graders vridning** av katetern

fördelar

- Utformad för att förhindra katetermigration och förskjutning och komplikationer som ocklusion, infiltration, extravasation
- Minska risken för CVK-infektion genom att förhindra att katetern kan röra sig
- Förhindra MARSI – medicinsk limrelaterad hudskada
- Optimal patientkomfort
- Hästsko ger **enkel åtkomst** till förlängningsset

beställningsinformation

produktnummer	beskrivning & storleksintervall	kvantitet
CVC459HS	FlexGRIP CVC 4,5-9 Fr with Horse shoe, Hydrocolloid	50 styck/LÅDA
CVC45900	FlexGRIP CVC 4,5-9 Fr without Horse shoe, Hydrocolloid	50 styck/LÅDA

instruktionsvideo



¹ Crnich CJ, Maki DG. The promise of novel technology for the prevention of intravascular device-related bloodstream infection. II. Long-term devices. Clin Infect Dis. 2002; 34(10):1362-1368.