

ZPad™

Katheterpolster und **-stabilisierungsvorrichtung**



Nex-Zpad
(für BD Nexiva™)



Zpad PIV
(für die meisten PVK)

PIVC, MIDLINE FÜR ERWACHSENE UND KINDER

Entwickelt für:

- ✓ Verhindert MARSI (durch medizinische Kleber bedingte Hautverletzungen)
- ✓ Verhindert IV-bedingte Druckverletzungen
- ✓ Verringert Phlebitis und Okklusion

sicher
hoher Komfort
benutzer-
freundlich
vielseitig

ZPad™

Katheterpolster und -stabilisierungsvorrichtung

Alle Zpad™-Katheterpolster für Erwachsene und Kinder werden mit modernsten, hautfreundlichen, hydrokolloiden Klebern hergestellt. Dadurch werden Hauteinrisse und Druckverletzungen sowie Komplikationen wie Phlebitis, Infiltration/Extravasation und Okklusion verhindert.

Keine andere Fixierungsvorrichtung weist diese einzigartigen Schutzigenschaften auf.



Zpad Peds
(für Midline-Katheter bei Kindern)



Zpad
(für Midline-Katheter bei Erwachsenen)

PIVC, MIDLINE FÜR ERWACHSENE UND KINDER

Merkmale

- Biotechnologisch entwickelte, abgewinkelte Halterung
- Weicher Träger (ohne Latex)
- Hautfreundlicher, hydrokolloider Kleber
- Hubkleber (blauer Punkt)
- Flache Ausführung

Vorteile

- Verhindert Knickbildung und Mikrobewegungen
- Verhindert Druckverletzungen auf der Haut
- Alkohollöslich zur Vermeidung von Hautverletzungen
- Verhindert Lösen von Katheterhub
- Passt unter Transparentverbände

Bestellinformationen

Artikelnr.	Beschreibung & Größenangebot	Menge
NEXJR	Nex-Zpad (BD Nexiva™)	50 Stck./Box
PIVCJR	Zpad-PIV (most PIVC's)	50 Stck./Box
MLJR	Zpad-pediatric (Pediatric Midlines)	50 Stck./Box
ML	Zpad (Adult Midlines)	50 Stck./Box

Anleitungsvideo

