

ZPad™

cojín para catéter y **dispositivo de estabilización**



Nex-Zpad
(para Nexiva™ de BD)



Zpad PIV
(para la mayoría de los PIV)

PIVC, MIDLINE
PARA PACIENTES
ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

Diseñado para:

- ✓ Eliminación de las lesiones cutáneas relacionadas con los adhesivos médicos (MARSI, por sus siglas en inglés)
- ✓ Prevención de lesiones por presión intravenosa
- ✓ Reducción de flebitis y oclusiones

seguro
cómodo
fácil de usar
versátil

ZPad™


cojín para catéter y **dispositivo de estabilización**

Todas las almohadillas de catéter Zpad™ pediátricas y para adultos están fabricadas con los más modernos adhesivos hidrocoloides seguros para la piel con la finalidad de evitar daños cutáneos, lesiones por presión y complicaciones como flebitis, infiltración/extravasación y oclusión.

Ningún otro dispositivo de sujeción puede tener estas características únicas de protección.



Zpad Peds
(para líneas medias para pacientes pediátricos)



Zpad
(para líneas medias para pacientes adultos)

PIVC, MIDLINE PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

características

- Retenedor angular bioingenierizado
- Soporte blando (sin látex)
- Adhesivo hidrocoloide seguro para la piel
- Centro (punto azul) adhesivo
- Perfil bajo

beneficios

- Evita las torceduras y los micromovimientos
- Previene las lesiones cutáneas por presión
- Soluble en alcohol para evitar lesiones cutáneas
- Evita el aflojamiento del catéter central
- Se adapta bajo los apósitos transparentes

información sobre pedidos

N.º de producto	descripción y rango de tamaños	cant.
NEXJR	Nex-Zpad (BD Nexiva™)	50 UNIDADES/CAJA
PIVCJR	Zpad-PIV (most PIVC's)	50 UNIDADES/CAJA
MLJR	Zpad-pediatric (Pediatric Midlines)	50 UNIDADES/CAJA
ML	Zpad (Adult Midlines)	50 UNIDADES/CAJA

vídeo de instrucciones

