

ZIPad™

stabilisation et protection du cathéter



Nex-Zpad
(pour BD Nexiva)



Zpad PIV
(pour la plupart des CVP)

PIVC, MIDLINE
POUR ADULTE ET
PÉDIATRIQUE

Conçu pour:

- ✓ Éliminer les lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux (MARS)
- ✓ Prévenir les lésions de pression liées à la perfusion intraveineuse
- ✓ Réduire le risque de phlébite et d'occlusion

sûr
confortable
facile à utiliser
polyvalent

ZPad™

stabilisation et protection du cathéter

Tous les coussins de cathéter Zpad™ pour adultes et pédiatriques sont fabriqués avec des adhésifs hydrocolloïdes de pointe, sans danger pour la peau, afin de prévenir les déchirures cutanées et les lésions dues à la pression, ainsi que les complications telles que la phlébite, l'infiltration/extravasation et l'occlusion.

Aucun autre dispositif de fixation ne peut se prévaloir de ces caractéristiques de protection uniques.



Zpad Peds
(pour les cathéters médians pédiatriques)



Zpad
(pour les cathéters médians pour adultes)

PIVC, MIDLINE POUR ADULTE ET PÉDIATRIQUE

caractéristiques

- Dispositif de retenue angulaire issu de la bioingénierie
- Support souple (sans latex)
- Adhésif hydrocolloïde ménageant la peau
- Adhésif pour raccord (blue dot)
- Bas profil

avantages

- Empêche l'entortillement et les micro-mouvements
- Prévient les lésions cutanées dues à la pression
- Soluble dans l'alcool pour éviter les lésions cutanées
- Empêche le desserrage du raccord de cathéter
- Adapté à une pose sous les pansements transparents

Pour commander :

code produit	description et gamme de tailles	qté
NEXJR	Nex-Zpad (BD Nexiva™)	50 UNITÉ/BOÎTE
PIVCJR	Zpad-PIV (most PIVC's)	50 UNITÉ/BOÎTE
MLJR	Zpad-pediatric (Pediatric Midlines)	50 UNITÉ/BOÎTE
ML	Zpad (Adult Midlines)	50 UNITÉ/BOÎTE

vidéo d'instructions

