

ZPad™

almofada e **dispositivo de estabilização** de cateteres



Nex-Zpad
(para a Nexiva™ da BD)



Zpad PIV
(para a maioria das PIV)

PIVC, MIDLINE PARA DOENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS

Concebido para:

- ✓ Eliminam as lesões cutâneas relacionadas com adesivos médicos (MARSI)
- ✓ Previnem as Lesões por Pressão IV
- ✓ Reduzem o risco de Flebite e Oclusão

seguro
confortável
fácil de utilizar
versátil

ZPad™

almofada e **dispositivo de estabilização** de cateteres

Todas as almofadas de cateteres pediátricos e adultos Zpad™ são feitas de adesivos hidrocolóides de última geração, seguros para a pele, que evitam lacerações e lesões por pressão e previnem complicações como flebite, infiltração/ extravasamento e oclusão.

Nenhum outro dispositivo de fixação pode orgulhar-se destas características únicas de proteção.



Zpad Peds
(para cateteres de linha média para uso pediátrico)



Zpad
(para cateteres de linha média para adultos)

PIVC, MIDLINE PARA DOENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS

características

- Retentor Angular concebido por Bioengenharia
- Suporte leve (sem látex)
- Adesivo hidrocolóide seguro para a pele
- Adesivo Central (ponto azul)
- Perfil Discreto

vantagens

- Previne dobras e micro-movimentos
- Previne a formação de lesões por pressão na pele
- Solúvel em álcool para prevenir lesões cutâneas
- Previne o afrouxamento do cateter central
- Encaixa-se debaixo de Roupas Transparentes

informações sobre encomendas

| produto n.º | descrição e gama dimensional | quant |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| NEXJR | Nex-Zpad (BD Nexiva™) | 50 UNIDADES/CAIXA |
| PIVCJR | Zpad-PIV (most PIVC's) | 50 UNIDADES/CAIXA |
| MLJR | Zpad-pediatric (Pediatric Midlines) | 50 UNIDADES/CAIXA |
| ML | Zpad (Adult Midlines) | 50 UNIDADES/CAIXA |

vídeo de instruções

