

# ZPad™

kateterkudde och **stabiliseringsenhet**



Nex-Zpad  
(för BD:s Nexiva™)



Zpad PIV  
(för de flesta Perifera  
venkatetrar (PVK))

PIVC, MIDLINE  
FÖR VUXNA OCH  
PEDIATRISKA

Designad för:

- ✓ Inga fler MARSI (häftämnesrelaterade hudskador)
- ✓ förhindrar intravenösa relaterade tryckskador
- ✓ förhindrar tromboflebit och oklusion

säker  
bekväm  
lätt att använda  
mångsidig

# ZPad™

kateterkudde och **stabiliseringsenhet**

Alla Zpad™-kateterkuddar för vuxna och barn är tillverkade med toppmodern hudsäker hydrokolloidhäfta som förebygger revor i huden och tryckskador, och likaså komplikationer som flebit, infiltration/extravasering och ocklusion.

Ingen annan fastsättningsanordning kan uppvisa liknande unika skyddsegenskaper.



**Zpad Peds**  
(för pediatrika midlines)



**Zpad**  
(för vuxna midlines.)

## PIVC, MIDLINE FÖR VUXNA OCH PEDIATRISKA

### egenskaper

- Bioteknisk vinklad hållare
- mjuk (icke-latex) stöd
- hudsäker hydrocolloid lim
- centrerad (blått märke) lim
- låg profil

### fördelar

- Förhindrar knickning och micro rörelse
- förhindrar tryckrelaterade skador på huden
- Alkohol lösning för att förhindra skador på huden
- förhindrar katetern från att lossna
- passar under transparent täckförband

### beställningsinformation

| produktnummer | beskrivning & storleksintervall     | kvantitet     |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| NEXJR         | Nex-Zpad (BD Nexiva™)               | 50 STYCK/LÅDA |
| PIVCJR        | Zpad-PIV (most PIVC's)              | 50 STYCK/LÅDA |
| MLJR          | Zpad-pediatric (Pediatric Midlines) | 50 STYCK/LÅDA |
| ML            | Zpad (Adult Midlines)               | 50 STYCK/LÅDA |

### instruktionsvideo

